

seca 403 i seca 402

Stoliki do mobilnego użytku
wag niemowlęcych seca

nowość



- Wykonane na miarę wgłębienia w powierzchni blatu, aby utrzymać wagi niemowlęce seca stabilnie w miejscu.*
- Idealna wysokość do pracy: 80 cm.
- Opcjonalnie dostępny uchwyt na rolkę papieru pomaga utrzymać miejsce pracy w czystości (seca 402).

seca 403 i seca 402:

Idealny dodatek do wag niemowlęcych seca.

Stoliki transportowe seca 403 i seca 402 są idealnym uzupełnieniem do wag niemowlęcych seca.* Zostały specjalnie stworzone do bezpiecznego i higienicznego rutynowego użytku w szpitalach i gabinetach lekarskich. Dopasowane wgłębienia w powierzchni przystosowują się do postawy wagi i zapewniają, że nie wyslizgnie się ona z miejsca. Dwa praktyczne hamulce utrzymują wózek w stabilnej pozycji, aby dzieci mogły być bezpiecznie ważone. Stolik można pchać lub ciągnąć, używając rączki, aby szybko przemieszczać wagę niemowlęcą tam, gdzie jest ona potrzebna.

Aby praca była prosta, ergonomiczna i higieniczna.

Mobilne i bezpieczne użycie wag niemowlęcych jest niezmiernie ważne dla pediatrów. Dlatego też wagi niemowlęce seca mogą być od teraz, pewnie umieszczane na specjalnie stworzonych stolikach. Ergonomiczny design stolików, z miejscem do pracy na wysokości 80 cm, zapewnia bezpieczny przebieg pracy. Dzięki gładkiej i łatwej do czyszczenia powierzchni, prościej spełnić higieniczne wymagania.

Opcjonalny uchwyt na rolkę papieru w seca 402 sprawia, że praca jest jeszcze prostsza i bardziej higieniczna.



seca 403 oferuje praktyczne miejsce do przechowywania.

Rozszerzona wersja stolika seca ma praktyczne miejsce do przechowywania pod ręką dokumentów i innych potrzebnych przedmiotów. Dodatkowego miejsca dostarcza półka i zintegrowana szuflada.



Dzięki dopasowanym wgłębieniom waga niemowlęca seca stabilnie trzyma się stolika.



Cztery zderzaki na kółkach chronią wózek i wagę przed zderzeniem ze ścianą i drzwiami.

Bezpieczne ważenie i mierzenie w dowolnym miejscu – z seca 402.

Podstawowy model stolika seca również oferuje wszystkie korzyści bezpiecznej, mobilnej i higienicznej pracy z wagami niemowlęcymi seca. Praktyczny i prosty w użyciu uchwyt na rolkę papieru jest dostępny opcjonalnie.

seca 403 i seca 402

Dane techniczne

seca 403:

- Wymiary (wys. x szer. gł.): 715 x 800 x 435 mm
- Waga: 27,5 kg
- Maks. obciążenie: 45 kg
- 4 zderzaki
- 2 hamulce
- Zintegrowana półka i szuflada

seca 402:

- Wymiary (wys. x szer. gł.): 715 x 800 x 435 mm /
- Waga: 11,5 kg
- Maks. obciążenie: 45 kg
- 4 zderzaki
- 2 hamulce
- Opcjonalnie: uchwyt na rolkę papieru

* Oba mobilne stoliki oferują indywidualną powierzchnię dla następujących wag niemowlęcych seca: seca 757, seca 376, seca 335, seca 834, seca 745.



507 295 517
507 295 519



biuro@nowewagi.pl
serwis@nowewagi.pl



nowewagi.pl
medycznawagi.pl